

Knockdown Bath Bench with Arms

Banc de bain démontable avec accoudoirs

Banco de baño abatible con brazos



User's Guide

Manuel de l'utilisateur

Guía del usuario



G2-100KHX1

**Bath Bench with Back/Banc de bain à dossier/
Banco de baño con respaldo**



G2-200KHX1

**Bath Bench without Back/Banc de bain sans dossier/
Banco de baño sin respaldo**

Weight Capacity
Capacité de poids de
Capacidad de peso de
350 lb (158 kg)

REF G2-100KHX1, G2-200KHX1

Not made with Natural Rubber Latex.
Non fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.
No está hecho con látex de caucho natural.

General Warnings

To ensure the safe installation, adjustment, and operation of the Bath Bench, these instructions **MUST** be followed.

FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY TO THE USER OR DAMAGE TO THE PRODUCT.

If you are unable to understand these warnings, cautions, and instructions, contact a healthcare professional or dealer before attempting to use this equipment.

Warnings

- ⚠ **DO NOT** assemble and use this product without first reading and understanding this user's guide, otherwise injury or damage may occur.
- ⚠ **DO NOT** use if components are missing or are damaged. Contact Medline at **1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848**.
- ⚠ **DO NOT** exceed weight capacity of **350 lb (158 kg)**.
- ⚠ **DO NOT** make any adjustments while using the product.
- ⚠ **DO NOT** stand on the product.
- ⚠ **DO NOT** excessively twist or turn while seated on the chair as this may cause a loss of balance and/or damage to the product.
- ⚠ **DO NOT** attempt to use the arms to support full body weight.
- ⚠ **DO NOT** attempt to use the backrest to support full body weight.
- ⚠ **DO NOT** use product for anything other than its intended use.
- ⚠ **DO NOT** use product if wobbly, unstable, or not level.
- ⚠ **DO NOT** use product on uneven surfaces.

Claims

Users with limited physical strength and/or mobility should be supervised and/or assisted while using the product. Prior to use, ensure the following:

1. Ensure chair is completely unfolded before use. Failure to do so may result in possible injury or damage.
2. All push buttons are fully protruded and are properly engaged.
3. There are no loose, broken or missing components.
4. All parts are secure.
5. Ensure the chair remains balanced.
6. Excessive twisting or turning while seated on the chair may cause a loss of balance and/or damage to the product.
7. All four legs touch the floor simultaneously at all times.
8. User evenly distributes weight between the arm supports when transferring in and out of the chair.
9. The tips are not worn, broken or missing. Replace any missing or damaged tips before use.
10. Ensure all legs are at the same height adjustment level before use.

Parts Listing


If exposed to cold temperatures, allow contents to come to room temperature before completing assembly. Remove contents from box, ensuring all parts listed are included:

G2-100KHX1:

- A.** Bench (imprinted with an A and B) (1)
- B.** Hand Screws for G2-100KHX1 (9)
- C.** Padded Arm Rests (2)
- D.** Aluminum Extension Legs (2)
- E.** Aluminum Main Frames (imprinted A and B) (2)
- F.** Backrest (1)
- G.** Aluminum Backrest Frames (2)
- H.** Curved Washer (1)

G2-200KHX1:


- A.** Bench (imprinted with an A and B) (1)
- B.** Hand Screws for G2-200KHX1 (5)
- C.** Padded Arm Rests (2)
- D.** Aluminum Extension Legs (2)
- E.** Aluminum Main Frames (imprinted A and B) (2)
- H.** Curved Washer (1)
- I.** Reinforcement Bars (2)



Assembly Instructions

Seat's Main Frame Assembly

1. Place the seat bench upside down on top of a raised flat surface to reveal the pre-drilled holes and indentations for setting in the seat's main frame.
2. You should have received a total of 9 hand screws, 5 short ones and 4 long ones (for G2-100KHx1). You should have received a total of 5 short hand screws (for G2-200KHx1).
3. Locate the imprinted "A" indentation on the underside of the bench. Insert the #A main frame into the preformed indentation labeled #A.
4. Locate the imprinted "B" indentation on the underside of the bench. Insert the #B main frame into the pre-formed #B indentation.
5. Secure the center cross section using curved washer and one of the five short hand screws.



6. Lay the bench on its side.
7. (For G2-200KHx1 only) Attach the reinforcement bars to the bottom of the bench. Use the 4 short hand screws to attach the reinforcement bars. Insert each hand screw through the reinforcement bar and leg tube.
8. (For G2-100KHx1 only) Attach the backrest tubes to the bottom of the bench. Use the 4 long hand screws to attach the tubes. Insert each hand screw through the backrest tube and leg tube.



9. Place a leg extension piece on each leg. Make sure that all 4 legs are adjusted to same height.
10. Stand the chair upright. Attach the backrest pad to the backrest tubes using the remaining 4 short screws.
11. Insert one arm rest on each side. The arm rest should lean to the outside of the chair.
12. Your chair should now be complete.



Attach the Aluminum Extension Legs to the Aluminum Main Frame

1. Depress the pushbuttons on the main frame and place the aluminum extension legs into the main frame tube until secured at the desired height. Repeat with the three remaining legs. Ensure all four extension legs are installed at the same height and the pushbuttons are fully protruded before using.

Note: Improperly inserting the legs of the backrest may cause damage to the product. When the legs have been installed to the seat bench, the legs of the backrest will hangover the side of the table and are pointing towards the floor.

Installing and Assembling the Backrest: (Only pertains to G2-100KHX1)

1. Attach the backrest tubes to the bottom of the bench. Use the 4 long hand screws to attach the tubes. Insert each hand screw through the backrest tube and leg tube. (Figure 8-a & 8-b)
2. Place the bench right side up to assemble the backrest to the aluminum backrest frame.
3. Grab the backrest by the handle and position it into place fitting the pre-formed indentations located on the backside of the backrest so that the screw holes line up to the predrilled holes of the aluminum backrest frame. Attach and secure the hand screw. Once all four screws are in place, tighten for safety.

Assembling the Arm Rests

1. Insert each padded arm rest on either side of the seat bench. Ensuring the curved bar extends outward from the seat bench. The pushbuttons should lock securely into place.

Leg Height Adjustment

1. Before use, adjust the height of each leg to your specific needs, making sure all legs are at the same height. When desired height is reached, lock legs into place by aligning buttons into proper holes.
2. Ensure that the legs are locked into place by pushing down and pulling up on each leg.

Cleaning

1. Clean with a non-abrasive cleaner or household cleaner with warm water.
2. Rinse with warm water and wipe dry after cleaning.
3. **DO NOT** use abrasive powders, cleaners, cloths, or scouring pads.

Maintenance

Periodic visual inspection of this product is recommended to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not cracked, broken or fractured, and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or damaged, do not use the product. If you experience problems, please contact Medline at **1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848**.

Avertissements généraux

Ces instructions doivent être respectées pour une installation et un ajustage sécurisé du banc de bain. **LE MANQUEMENT AU RESPECT DE CES INSTRUCTIONS RISQUE DE CAUSER DE GRAVES BLESSURES À L'UTILISATEUR OU DES DOMMAGES AU PRODUIT.** Consultez un professionnel de la santé ou votre revendeur avant de tenter toute utilisation de cet équipement si vous ne comprenez pas ces avertissements, précautions et instructions.

Avertissements

- ⚠ **N'assemblez PAS et N'utilisez PAS** ce produit sans avoir lu et compris le manuel de l'utilisateur, au risque de provoquer des blessures ou des dommages.
- ⚠ **N'utilisez PAS** le produit s'il manque des pièces ou si des pièces sont endommagées. Communiquez avec Medline au **1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848**.
- ⚠ **NE** dépassez **PAS** la capacité maximale de charge de **158 kg (350 lb)**.
- ⚠ **NE** faites **AUCUN** réglage lors de l'utilisation du produit.
- ⚠ **NE** montez **PAS** sur le produit.
- ⚠ **NE** vous tournez pas trop lorsque vous êtes assis(e) sur la chaise au risque de perdre l'équilibre et d'endommager le produit.
- ⚠ **NE** tentez **PAS** d'appuyer tout le poids de votre corps sur les accoudoirs.
- ⚠ **NE** tentez **PAS** d'appuyer tout le poids de votre corps sur le dossier.
- ⚠ **N'utilisez PAS** ce produit à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné.
- ⚠ **N'utilisez PAS** ce produit s'il est bancal ou instable ou qu'il n'est pas de niveau.
- ⚠ **N'utilisez PAS** ce produit sur des surfaces irrégulières.

Réclamations

Les utilisateurs aux capacités physiques limitées doivent être supervisés ou aidés durant l'utilisation du produit. Avant l'utilisation, faites les vérifications suivantes :

1. Assurez-vous que la chaise est complètement déployée avant son utilisation, pour éviter de vous blesser ou d'endommager le produit.
2. Assurez-vous que tous les boutons-poussoirs ressortent complètement et sont enclenchés.
3. Vérifiez qu'il ne manque aucune pièce, que toutes les pièces sont en bon état et bien serrées.
4. Vérifiez que toutes les pièces sont bien fixées.
5. Vérifiez la stabilité de la chaise.
6. Des rotations excessives de l'occupant peuvent déséquilibrer la chaise et l'endommager.
7. Les quatre pattes doivent reposer au sol simultanément en tout temps.
8. L'occupant doit répartir son poids de façon égale entre les accoudoirs pour se lever ou s'asseoir.
9. Vérifiez que les embouts ne sont pas usés ou endommagés et qu'ils ne sont pas manquants. Remplacez tout embout manquant ou endommagé avant l'utilisation.
10. Assurez-vous que toutes les pattes sont à la même hauteur avant l'utilisation.

Liste des pièces


Si le produit est exposé au froid, amenez le contenu à la température ambiante avant d'effectuer l'assemblage. Videz la boîte de son contenu en vérifiant que toutes les pièces illustrées sont présentes :

G2-100KHX1 :

- A.** Banc (marqué A et B) (1)
- B.** Vis papillon pour G2-100KHX1 (9)
- C.** Accoudoirs rembourrés (2)
- D.** Jambes d'extension en aluminium (4)
- E.** Cadres en aluminium (marqués A et B) (2)
- F.** Dossier (1)
- G.** Cadres en aluminium du dossier (2)
- H.** Rondelle incurvée (1)

G2-200KHX1 :


- A.** Banc (marqué A et B) (1)
- B.** Vis papillon pour G2-200KHX1 (5)
- C.** Accoudoirs rembourrés (2)
- D.** Jambes d'extension en aluminium (4)
- E.** Cadres en aluminium (marqués A et B) (2)
- H.** Rondelle incurvée (1)
- I.** Barres de renforcement (2)



Instructions d'assemblage

Assemblage du cadre du siège

1. Placez le banc à l'envers sur une surface plane et surélevée pour permettre l'accès aux trous préalablement percés et aux encoches destinées à fixer le cadre principal du siège.
2. Vous devriez avoir reçu 9 vis à main, 5 vis courtes et 4 vis longues (pour le modèle G2-100KH1). Vous devriez avoir reçu 5 vis à mains courtes (pour le modèle G2-200KH1).
3. Situez l'encoche marquée A sur le dessous du banc. Insérez le cadre principal n° A dans l'encoche préformée n° A.
4. Situez l'encoche marquée B sur le dessous du banc. Insérez le cadre principal n° B dans l'encoche préformée n° B.
5. Fixer la section transversale centrale à l'aide d'une rondelle courbée et de l'une des cinq vis à main courtes.



6. Basculez le banc sur le côté.
7. (Pour le produit G2-200KH1 uniquement) Fixer les barres de renforcement à la base du banc. Utilisez les quatre vis courtes pour fixer les barres de renforcement. Insérer chaque vis dans la barre de renforcement et la patte tubulaire du banc.
8. (Pour le produit G2-100KH1 uniquement) Fixez le montant du dossier à l'assise du banc. Fixez les tubes à l'aide des 4 vis papillon longues. Insérez chaque vis papillon dans les tubes du cadre du dossier et des jambes.



9. Placez une extension de jambe sur chaque jambe. Assurez-vous que les 4 jambes sont réglées à la même hauteur.
10. Redressez le banc. Fixez le dossier rembourré au cadre du dossier à l'aide des 4 vis courtes restantes.
11. Insérez un accoudoir de chaque côté. Chaque accoudoir doit pencher vers l'extérieur du siège.
12. Votre siège est désormais entièrement monté.



Fixer les jambes d'extension en aluminium aux cadres en aluminium

1. Appuyez sur les boutons à ressort sur le cadre et placez les jambes d'extension en aluminium dans le tube du cadre jusqu'à ce qu'elles soient fixées à la hauteur voulue. Répétez l'opération avec les trois autres jambes. Assurez-vous que toutes les quatre jambes d'extension sont installées à la même hauteur et que les boutons sont totalement protubérants avant toute utilisation.

Remarque : L'insertion incorrecte des jambes du dossier risque d'endommager le produit. Une fois les jambes installées sur le banc du siège, celles du dossier dépasseront sur le côté de la table et pointeront vers le sol.

Installer et assembler le dossier : (Ne se rapporte à l'article G2-100KHX1)

1. Fixez les tubes du dossier à la base de l'assise. Utilisez les quatre vis longues pour fixer les tubes. Insérez chaque vis dans le tube du dossier et dans la patte tubulaire. (Figures 8-a et 8-b)
2. Placez la partie droite du banc vers vous et assemblez le dossier au cadre en aluminium du dossier.
3. Retenez le dossier par sa poignée et positionnez-le en place en ajustant les encoches préformées situées sur le dossier, de manière à ce que les trous de vis soient alignés sur les trous préalablement percés du cadre du dossier. Fixez et vissez les vis papillon puis serrez-les pour plus de sécurité une fois que toutes les quatre vis sont toutes en place.

Assembler les accoudoirs

1. Insérez chaque accoudoir rembourré sur chacun des côtés du banc. Assurez-vous que la barre courbée sort du banc de bain. Les boutons à ressort devraient être verrouillés en place de manière sécurisée.

Réglage de la hauteur des pattes

1. Avant l'utilisation, réglez la hauteur de chaque patte en fonction de vos besoins particuliers et veillez à ce que les pattes soient toutes à la même hauteur. Quand les pattes sont à la hauteur souhaitée, verrouillez-les en place en alignant les boutons-poussoirs vis-à-vis des orifices appropriés.
2. Vérifiez que les pattes sont verrouillées en appuyant puis en tirant sur chacune d'elles.

Nettoyage

1. Nettoyez avec un détergent ou un nettoyant ménager non abrasif dilué dans de l'eau tiède.
2. Rincez à l'eau tiède et essuyez après le nettoyage.
3. **N'utilisez PAS** de poudres, nettoyeurs ou chiffons abrasifs ni de tampons à récurer.

Entretien

Il est recommandé de procéder régulièrement à une inspection visuelle du produit pour vous assurer que l'ensemble des pièces et de la quincaillerie est bien fixé, que les composants sont en bon état et ne sont ni fissurés, ni cassés, ni brisés, et que rien n'entrave le fonctionnement normal et sécuritaire. Si un composant ou un mécanisme semble poser un risque ou être endommagé, veuillez ne pas utiliser le produit. Pour tout problème, communiquez avec Medline au **1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848**.

Advertencias Generales

Para asegurar la instalación, ajuste y operación del Banquito de Baño, estas instrucciones DEBEN ser seguidas.

EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES AL USUARIO O DAÑOS AL PRODUCTO.

Si no puede entender estas advertencias, precauciones o instrucciones, contacte a un profesional de salud, vendedor, o personal técnico antes de intentar usar este equipo.

Advertencias

- ⚠ **NO** monte ni utilice este producto sin haber leído y entendido antes esta guía del usuario; de lo contrario podrían producirse lesiones o daños.
- ⚠ **NO** utilice el producto si faltan componentes o están dañados. Póngase en contacto con Medline llamando al **1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848**.
- ⚠ **NO** supere la capacidad de peso de **350 lb (158 kg)**.
- ⚠ **NO** realice ningún ajuste mientras utiliza el producto.
- ⚠ **NO** se ponga de pie sobre el producto.
- ⚠ **NO** se voltee ni gire excesivamente el cuerpo mientras esté sentado en la silla, ya que podría perder el equilibrio o dañar el producto.
- ⚠ **NO** trate de usar los brazos para soportar el peso de todo el cuerpo.
- ⚠ **NO** trate de usar el respaldo para soportar el peso de todo el cuerpo.
- ⚠ **NO** utilice este producto para usos diferentes a los indicados.
- ⚠ **NO** utilice el producto si se tambalea, es inestable o no está nivelado.
- ⚠ **NO** utilice el producto sobre superficies irregulares.

Advertencia

Los usuarios que tengan poca fuerza o movilidad limitada deben recibir asistencia o estar bajo supervisión mientras utilizan el producto. Antes de usar el producto, compruebe lo siguiente:

1. Asegúrese de que la silla se haya desplegado por completo antes de usarla. De lo contrario podrían producirse lesiones o daños.
2. Todos los pulsadores sobresalen por completo y están bien encajados.
3. No hay componentes sueltos, rotos o faltantes.
4. Todas las piezas están afianzadas.
5. Asegúrese de que la silla esté siempre equilibrada.
6. El darse vuelta o girar excesivamente el cuerpo mientras se está sentado en la silla puede causar la pérdida de equilibrio y dañar el producto.
7. Las cuatro patas tocan el suelo a la vez en todo momento.
8. El usuario distribuye su peso de manera uniforme entre los apoyabrazos al trasladarse a la silla y fuera de ella.
9. Las conteras no están desgastadas, rotas ni faltan. Reemplace cualquier contera que falte o esté dañada antes de usar el producto.
10. Asegúrese de que todas las patas están ajustadas a la misma altura antes de usar el producto.

Lista de partes


Si el producto estuvo expuesto a temperaturas frías, deje que el contenido alcance la temperatura ambiente antes de realizar el montaje. Saque el contenido de la caja y compruebe que estén incluidas todas las piezas:

G2-100KH1:

- A.** Banquito (impreso con una A y B) (1)
- B.** Tornillos de mano (individuales) para G2-100KH1 (9)
- C.** Apoyabrazos acolchados (2)
- D.** Patas de extensión de aluminio (4)
- E.** Arazones de aluminio (impresas A y B) (2)
- F.** Respaldo (1)
- G.** Bastidores de respaldo de aluminio (individuales) (2)
- H.** Arandela curva (1)

G2-200KH1:


- A.** Banquito (impreso con una A y B) (1)
- B.** Tornillos de mano (individuales) para G2-200KH1 (5)
- C.** Apoyabrazos acolchados (2)
- D.** Patas de extensión de aluminio (4)
- E.** Arazones de aluminio (impresas A y B) (2)
- H.** Arandela curva (1)
- I.** Barras de refuerzo (2)




Instrucciones de ensamblado

Ensamblado del armazón principal del asiento

1. Coloque el banco de asiento boca abajo encima de una superficie plana elevada para dejar a la vista los orificios y muescas preperforados para calzar el bastidor principal del asiento.
2. Debe haber recibido un total de 9 tornillos de mano: 5 cortos y 4 largos (para el modelo G2-100KHX1). Debe haber recibido un total de 5 tornillos de mano cortos (para el modelo G2-200KHX1).
3. Busque la muesca con la marca "A" en la parte inferior del banco. Inserte el bastidor principal n.º A en la muesca preformada n.º A.
4. Busque la muesca con la marca impresa "B" en la parte inferior del banco. Inserte el bastidor principal n.º B en la muesca preformada n.º B.
5. Fije la sección transversal usando una arandela curva y uno de los cinco tornillos manuales cortos.



6. Coloque el banco sobre uno de sus lados.
7. (Para el modelo G2-200KHX1 solamente) Fije las barras de refuerzo a la parte inferior del banco. Use los 4 tornillos de mano cortos para fijar las barras de refuerzo. Introduzca cada tornillo de mano por la barra de refuerzo y el tubo de la pata.
8. (Para el modelo G2-100KHX1 solamente) Inserte los tubos del respaldo a la parte inferior del banco. Utilice los 4 tornillos de mano largos para conectar los tubos. Inserte cada tornillo de mano a través del tubo del respaldo y del tubo de la pata.



9. Coloque una pieza de extensión de pata en cada pata. Asegúrese de que las 4 patas estén ajustadas a la misma altura.
10. Coloque la silla en posición vertical. Fije la almohadilla del respaldo a los tubos del respaldo utilizando los 4 tornillos cortos restantes.
11. Inserte uno de los apoyabrazos a cada lado. El apoyabrazos debe inclinarse hacia el exterior de la silla.
12. Su silla ya debe estar completa.



Acople las patas de extensión de aluminio a los marcos de aluminio

1. Presione los pulsadores en el armazón y coloque las patas de extensión de aluminio en el tubo del armazón hasta asegurarlas a la altura deseada. Repita con las tres patas restantes. Asegúrese de que las cuatro patas de extensión estén instaladas a la misma altura y los pulsadores estén totalmente extendidos antes de usar.

Nota: Insertar en forma inapropiada las patas del respaldo puede causar daños al producto. Cuando las patas han sido instaladas en el banquito de asiento, las patas del respaldo sobresaldrán por el lado de la mesa y apuntarán hacia el piso.

Instalando y ensamblando el respaldo: (Sólo pertenece a la fracción G2-100KHX1)

1. Fije los tubos del respaldo a la parte inferior del banco. Use los 4 tornillos de mano largos para fijar los tubos. Introduzca cada tornillo de mano por el tubo del respaldo y de la pata. (Figuras 8-a y 8-b)
2. Coloque el banquito lado derecho arriba para ensamblar el respaldo en el marco del respaldo de aluminio.
3. Sujete el respaldo por el mango y colóquelo en su lugar encajando las indentaciones preformadas ubicadas en el dorso del respaldo de modo que los agujeros de tornillo se alineen con los agujeros pre-perforados del armazón del respaldo de aluminio. Acople y asegure el tornillo de mano. Una vez que los cuatro tornillos estén en su lugar ajuste firmemente, apriete por seguridad.

Ensamblado de los apoyabrazos

1. Inserte cada apoyabrazos acolchado en cada lado del banquito de asiento. Asegúrese que la barra curva se extienda hacia afuera desde el banquito de asiento. Los pulsadores deben bloquearse firmemente en su lugar.

Ajuste de la altura de las patas

1. Antes de usar el producto, ajuste la altura de cada pata según sus necesidades específicas, asegurándose de que todas queden a la misma altura. Cuando estén a la altura deseada, bloquee las patas alineando los pulsadores en los orificios correspondientes.
2. Asegúrese de que las patas estén bloqueadas empujando y tirando de cada pata.

Limpieza

1. Limpie el producto con un limpiador doméstico o de otro tipo no abrasivo y agua templada.
2. Enjuague con agua templada y seque el producto después de limpiarlo.
3. **NO** use esponjas para restregar, paños, limpiadores ni polvos abrasivos.

Mantenimiento

Se recomienda inspeccionar visualmente y de manera periódica este producto para garantizar que todas las piezas y los herrajes estén fijos, que los componentes estén en buenas condiciones de funcionamiento y no estén agrietados, rotos o fracturados, y que no haya obstrucciones ni impedimentos para un uso normal y en condiciones de seguridad. Si alguna pieza o mecanismo parece estar dañado o no ser seguro, no utilice el producto. Si experimenta algún problema, póngase en contacto con Medline llamando al **1-800-MEDLINE (633-5463) | 1-800-268-2848**.

Limited Warranty

Your Medline product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the duration of use by the original purchaser. This device was built to precise standards and carefully inspected prior to shipment. This limited warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and assures years of convenient, dependable service. In the event of a defect covered by this warranty, we will, at our option, repair or replace the device. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as tip accessories, casters and grips, which are subject to normal wear and replacement.

Garantie limitée

Votre produit Medline est garanti contre tout vice de matériaux et de fabrication pendant sa durée d'utilisation par l'acheteur d'origine. Ce produit a été construit selon des normes précises et soigneusement inspecté avant l'expédition. Cette garantie limitée exprime notre confiance dans les matériaux et la fabrication de nos produits et assure des années de service fiable et commode. En cas de défaut couvert par cette garantie, nous réparerons ou remplacerons le produit à notre discrétion. Cette garantie ne couvre pas la défaillance du produit liée à une mauvaise utilisation, à une négligence ou à l'usure normale. La garantie ne couvre pas les composants non durables, comme les embouts, les roulettes et les poignées, qui sont soumis à une usure normale et peuvent être remplacés.

Garantía limitada

Su producto Medline está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante el periodo de uso por parte del comprador original. Este dispositivo fue fabricado según estándares exactos e inspeccionado exhaustivamente antes de su envío. Esta garantía limitada es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos, y asegura años de servicio conveniente y confiable. En caso de encontrarse un defecto cubierto por esta garantía, reemplazaremos o repararemos (a nuestra elección) el dispositivo. Esta garantía no cubre fallas del dispositivo debidas a mal uso o negligencia del propietario, ni el desgaste normal. La garantía no se extiende a componentes no duraderos, incluyendo accesorios tales como conteras, ruedecillas y empuñaduras, los cuales están sujetos al desgaste y reemplazo normales.

Some products may not be available for sale in Mexico or Canada. Please contact your Account Representative for additional information. We reserve the right to correct any errors that may occur within this manual. ©2023 Medline Industries, LP. Medline is a registered trademark of Medline Industries, LP.

Il est possible que certains produits ne soient pas en vente au Mexique ou au Canada. Veuillez communiquer avec votre représentant commercial pour obtenir de plus amples renseignements. Nous nous réservons le droit de corriger toute erreur qui se glisserait dans ce manuel. © Medline Industries, LP, 2023. Medline est une marque déposée de Medline Industries, LP.

Es posible que algunos productos no se comercialicen en México o Canadá. Sírvase contactar a su Representante de Cuenta para información adicional. Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error que pudiese aparecer en este manual. ©2023 Medline Industries, LP. Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, LP.



Medline Industries, LP, Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093 USA
Medline United States
1-800-MEDLINE (633-5463)
medline.com | info@medline.com

Medline Canada
1-800-268-2848 | medline.ca | canada@medline.com
Medline México

01-800-831-0898 | medlinemexico.com | mexico@medline.com

Follow us/ Suivez-nous / Síguenos    